

**SIEMENS Servo 900 C
Beatmungsgerät, Beatmungsmuster:
Volumenkontrolliert ...**

Artikelnummer: 1001554

1.980,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

SIEMENS Servo 900 C Beatmungsgerät, Beatmungsmuster: Volumenkontrolliert ,Volumenkontr.mit Seufzer,Druckkontrolliert, Druckunterstützt, SIMV, SIMV + Druckunterst., CPAP Manuell, Min.-Vol. 0,5-40 lmin, Atemfreq.: 5-120 Atemzüge/min, Analoge Anzeige: Beatmungsdruck, Exsp. Minutenvol., Dig. Anzeige: Atemfreq., O2-Konzentration, Insp. Tidalvolumen, Exsp. Tidalvolumen, Exsp. Minutenvolumen, Spitzen-, Pausen-, Mitteldruck, Max. Arbeitsdr: 120mbar, 50x23x32cm, Gewicht:19 kg , ab 10 kg Körpergewicht, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

