

**Melag Melatronic 23EN, 23 x 45cm,  
18,7 Liter, 3 Programme sowie  
Prionenprogramm, ...**

Artikelnummer: 1003392

**1.690,00 €**  
Nettopreis



**Produktbeschreibung**

Melag Melatronic 23EN, 23 x 45cm, 18,7 Liter, 3 Programme sowie Prionenprogramm, elektronische Parametersteuerung, Trocknung. Anschluss für MELAflash Chargendokumentation, 2 Tablett, gebraucht

-> **Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.** <-

