

GE MAC 600, Ruhe-EKG Gerät mit Akku und Netzbetrieb, 3 oder 12 Kanal, Schreibbreite 80 ...

Artikelnummer: 1004574

490,00 €
Nettopreis



Produktbeschreibung

GE MAC 600, Ruhe-EKG Gerät mit Akku und Netzbetrieb, 3 oder 12 Kanal, Schreibbreite 80 mm, Speicherung der Daten auf SD-Karte, Akku neu, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

