

## MELAG Incubat 85, Universal-Brutschrank mit Möglichkeit zur Wandaufhängung, mit ...

Artikelnummer: 1005318

**165,00 €**  
Nettopreis



### Produktbeschreibung

MELAG Incubat 85, Universal-Brutschrank mit Möglichkeit zur Wandaufhängung, mit automatischem, präzisiertem Kapillarrohr-Thermostat, Genauigkeit  $\pm 0,5$  °C bei 37 °C, 2 Signallampen für Netz und Heizung, Klarsicht-Tür, Zeiger-Thermometer, gebraucht

-> [Klicken Sie hier um zur Website zu kommen.](#) <-

