

**Conjunto infantil Ulm fabricado en
silicona. Consta de 3 mangueras de
aprox.110 cm, D = ...**

Article number: 1004939

169,00 €
precio neto



Product description

Conjunto infantil Ulm fabricado en silicona. Consta de 3 mangueras de aprox.110 cm, D = 9,5 mm, pieza en Y para niños en ángulo, bolsa de respiración de 0,5 litros, 1 toma doble ISO, NUEVO

-> [Haga clic aquí para entrar al sitio.](#) <-

