

**OLYMPUS HYF-P, diámetro: 3,6mm,
longitud: 20cm, diámetro del canal de
trabajo: 1mm, 2 ...**

Article number: 1002076

680,00 €
precio neto



Product description

OLYMPUS HYF-P, diámetro: 3,6mm, longitud: 20cm, diámetro del canal de trabajo: 1mm, 2 roturas de fibra, se puede inclinar en 2 direcciones. El equipo que se ofrece aquí en el tesoro puede ser devuelto por el comprador dentro de los 14 días siguientes a la recepción. Queda excluida cualquier otra garantía. Para más información, consulte nuestras Condiciones Generales.

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

