

## AEROSOL MEDICAL Sam 35, bomba de aspiración móvil, con 2 recipientes de aspiración ...

Article number: 1005308

**590,00 €**  
precio neto



### Product description

AEROSOL MEDICAL Sam 35, bomba de aspiración móvil, con 2 recipientes de aspiración reutilizables, 3500ml cada uno. Vacío -0.8bar, capacidad de succión 35 litros/min. Este artículo está destinado exclusivamente a la medicina veterinaria o a la exportación, de segunda mano

-> Haga clic aquí para entrar al sitio. <-

