

Compresseur SILENCIEUX pour air comprimé, pression de fonctionnement : 8 bar, capacité ...

Numéro d'article: 1004403

745,00 €
prix net



Product description

Compresseur SILENCIEUX pour air comprimé, pression de fonctionnement : 8 bar, capacité de la chaudière 100 l, poids 75 kg, capacité d'aspiration : 370 l/min, SANS HUILE, NOUVEAU Utilisation exclusivement en MÉDECINE ANIMALE

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

