

**Levier de verrouillage pour le support  
Dräger Vapor. Ce levier sert à  
verrouiller le ...**

Numéro d'article: 1005314

**96,00 €**  
prix net



**Product description**

Levier de verrouillage pour le support Dräger Vapor. Ce levier sert à verrouiller le Dräger Vapor 19, 19.1, 19.3 sur le support de changement de Vapor Dräger. Ce levier, fabriqué en aluminium, n'est pas un produit original Dräger et ne peut être utilisé qu'en médecine vétérinaire, NEUF

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

