

**Melag Melatronic 23EN, 23 x 45cm,  
18,7 litres, 3 programmes ainsi que  
programme prions, ...**

Numéro d'article: 1003392

**1.690,00 €**  
prix net



**Product description**

Melag Melatronic 23EN, 23 x 45cm, 18,7 litres, 3 programmes ainsi que programme prions, contrôle électronique des paramètres, séchage. Raccordement pour documentation de charge MELAflash, 2 plateaux, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

