

MELAG MelaDem 55, Système d'osmose inverse. Installation de déminéralisation complète ...

Numéro d'article: 1005317

590,00 €
prix net



Product description

MELAG MelaDem 55, Système d'osmose inverse. Installation de déminéralisation complète pour l'utilisation avec les autoclaves Melag, spécialement pour la série Cliniklav. Livré avec préfiltre 1 et 2, post-filtre/échangeur d'ions, réservoir. Volume du réservoir : 15 litres. Dimensions : HxLxP 445mmx390mmx130mm, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

