

AEROSOL MEDICAL Sam 35, pompe d'aspiration mobile, avec 2 récipients d'aspiration ...

Numéro d'article: 1005308

590,00 €
prix net



Product description

AEROSOL MEDICAL Sam 35, pompe d'aspiration mobile, avec 2 récipients d'aspiration réutilisables de 3500ml chacun. Vide -0,8bar, débit d'aspiration 35Liter/min. Cet article est exclusivement destiné à une utilisation en médecine vétérinaire ou à l'exportation, d'occasion

-> [Cliquez ici pour entrer sur le site.](#) <-

