

## DR. Dispositivo di anestesia da laboratorio MÜLLER: Dispositivo di anestesia da tavolo ...

numero di articolo: 1004896

**2.990,00 €**  
prezzo netto



### Product description

DR. Dispositivo di anestesia da laboratorio MÜLLER: Dispositivo di anestesia da tavolo portatile montato su un telaio di trasporto in acciaio inossidabile (LxHxP: 35x31x17cm). Consegna con flussometro per O<sub>2</sub> e aria (0,1 litri -1litro ciascuno), valvola a 2 vie, valvola di sovrappressione, 2 tubi di gas fresco 2m con attacco rapido e DRÄGER Vapor 2000 per isoflurano (per il riempimento è necessario un collo di riempimento, prezzo 89,00 EURO), usato. La pressione d'ingresso standard per le unità di anestesia è di circa 5 bar. Se si desidera utilizzare il dispositivo con un concentratore di ossigeno, dobbiamo convertire il dispositivo al funzionamento del concentratore. Il costo è di EUR 89,00. Questa conversione è possibile solo per i dispositivi utilizzati in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

