

DRÄGER Perseus A500, stazione mobile per anestesia per adulti, bambini e neonati ...

numero di articolo: 1005315

19.800,00 €
prezzo netto



Product description

DRÄGER Perseus A500, stazione mobile per anestesia per adulti, bambini e neonati Modalità di ventilazione: MAN/SPON, PC-CMV, PC-BIPAP, VC-CMV, VC-SIMV, VC-CMV/AF, VC-SIMV/AF. Alimentazione di emergenza integrata, minimo 30 min, normalmente 150 min. Da utilizzare con Dräger Vapor 2000 o 3000 (non incluso). Ventilatore elettronico TurboVent 2. Tavoleta estraibile, illuminazione integrata, 2 cassette. Dimensioni: (HxLxP: 148cmx115cmx79cm). Peso circa 160 kg, seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

