


Anello di tenuta per il contenitore anticalcare Dräger, sono necessarie 2 guarnizioni ...

numero di articolo: 1004885

18,00 €
prezzo netto



Product description

Anello di tenuta per il contenitore anticalcare Dräger, sono necessarie 2 guarnizioni per il contenitore anticalcare (1x sopra, 1x sotto), NUOVO ATTENZIONE: Questo pezzo non è un pezzo originale DRÄGER e può essere utilizzato solo in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

