

Leva di bloccaggio per il supporto Dräger Vapor. Questa leva serve a bloccare i Dräger ...

numero di articolo: 1005314

96,00 €
prezzo netto



Product description

Leva di bloccaggio per il supporto Dräger Vapor. Questa leva serve a bloccare i Dräger Vapor 19, 19.1, 19.3 sul supporto intercambiabile Dräger Vapor. Questa leva in alluminio non è un prodotto originale Dräger e può essere utilizzata solo in medicina veterinaria.

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

