

**Melag Melatronic 23EN, 23 x 45 cm,  
18,7 litri, 3 programmi e programma  
prioni, controllo ...**

numero di articolo: 1003392

**1.690,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

Melag Melatronic 23EN, 23 x 45 cm, 18,7 litri, 3 programmi e programma prioni, controllo elettronico dei parametri, asciugatura. Connessione per la documentazione dei lotti MELAflash, 2 vassoi, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

