

**GE MAC 600, apparecchio ECG a riposo con batteria ricaricabile e funzionamento a rete, 3 ...**

numero di articolo: 1004574

**490,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

GE MAC 600, apparecchio ECG a riposo con batteria ricaricabile e funzionamento a rete, 3 o 12 canali, larghezza di scrittura 80 mm, memorizzazione dei dati su scheda SD, batteria ricaricabile nuovo di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

