

MELAG Incubat 85, incubatore universale con possibilità di montaggio a parete, con ...

numero di articolo: 1005318

165,00 €
prezzo netto



Product description

MELAG Incubat 85, incubatore universale con possibilità di montaggio a parete, con termostato automatico e preciso per provette capillari, precisione +/- 0,5 °C a 37 °C, 2 lampade di segnalazione per rete e riscaldamento, porta trasparente, termometro a quadrante, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

