

**MEDELA Basic 30, pompa di aspirazione mobile, contenitore riutilizzabile da 1 litro con ...**

numero di articolo: 1000123

**890,00 €**  
prezzo netto



**Product description**

MEDELA Basic 30, pompa di aspirazione mobile, contenitore riutilizzabile da 1 litro con protezione antitrabocco, max. -650 mmHg, capacità di aspirazione 30 litri/min, con interruttore a pedale, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

