

## **AEROSOL MEDICAL Sam 35, pompa di aspirazione mobile, con 2 vasi di aspirazione ...**

numero di articolo: 1005308

**590,00 €**  
prezzo netto



### **Product description**

AEROSOL MEDICAL Sam 35, pompa di aspirazione mobile, con 2 vasi di aspirazione riutilizzabili da 3500 ml ciascuno. Vuoto -0,8 bar, capacità di aspirazione 35 litri/min. Questo articolo è destinato esclusivamente all'uso in medicina veterinaria o all'esportazione, di seconda mano

-> [Clicca qui per entrare nel sito.](#) <-

